



CATALOGO VENTURE MEDICAL

GUANTI GARDENING

Le informazioni riportate in questo catalogo sono fornite dal distributore e tradotte automaticamente con sistemi di intelligenza artificiale. Venture Medical non si assume la responsabilità per eventuali inesattezze o errori presenti nelle descrizioni dei prodotti. Per maggiori informazioni, si prega di inviare una email a: segreteria@venturemedical.it.

Venture Medical



Un impegno costante per la salute

Venture Medical è un'azienda che opera nel settore della distribuzione di prodotti medicali, impegnata a fornire soluzioni di alta qualità per le esigenze di esperti e professionisti del settore sanitario.

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti e servizi su **[Venturemedical.it](https://venturemedical.it)**

I materiali dei prodotti

LATTICE

Il lattice di gomma naturale è un'emulsione complessa di caucciù (gomma naturale o poliisoprene naturale) in acqua, ricavata da alcune piante tropicali. Vi si possono trovare inoltre alcaloidi, proteine, cellule, enzimi, idrocarburi ed altre sostanze a seconda della specie o dell'individuo vegetale che lo secerne.

Le migliori e più pregiate qualità di lattice naturale si estraggono dalla pianta dell'*Hevea Brasiliensis*, originaria del Sud America in particolare del bacino del Rio delle Amazzoni e successivamente trapiantata nelle foreste tropicali asiatiche, Malaysia, Thailandia e Sri Lanka in particolare. Qualità di lattice naturale leggermente inferiori si estraggono anche dall'*Hevea Guianensis*, dall'*Hevea Benthamiana* e da altri alberi produttori di lattice. La gomma isolata dal lattice assume importanti proprietà fisiche diventando, a seguito del processo di vulcanizzazione, il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la naturale e istantanea capacità di riassumere la forma originale quando sottoposto a deformazioni meccaniche di pressione o allungamento. Per tale ragione è il miglior prodotto utilizzato per la produzione di guanti per uso medico o materassi ergo-anatomici.

NITRILE

La gomma nitrilica è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene. Anche se le proprietà fisiche e chimiche variano a seconda della composizione del copolimero, questa forma di gomma sintetica è generalmente più resistente della gomma naturale ad olii, carburanti, e altre sostanze chimiche. Infine la minore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto alla gomma naturale, è compensata dalla maggiore resistenza alla foratura, ben tre volte superiore rispetto ai prodotti fabbricati in gomma naturale.

La sua resistenza fa sì che sia un materiale utile per la fabbricazione di guanti monouso da esame e laboratorio.

VINILE

Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile. Si tratta del polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Puro, è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a composti inorganici ed a prodotti plastificanti, che lo rendono flessibile e modellabile.

Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente. E' utilizzato per la produzione di guanti monouso per la sua economicità.

PE

Il polietilene è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la più comune fra le materie plastiche. Viene spesso indicato con la sigla PE.

Il polietilene è una resina termoplastica, si presenta come un solido trasparente (forma amorfa) o bianco (forma cristallina) con ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica; è un materiale molto versatile ed una delle materie plastiche più economiche; gli usi più comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l'agricoltura, borse e buste di plastica, contenitori di vario tipo, tubazioni, strato interno di contenitori asettici per liquidi alimentari, guanti e molti altri.

In base alla distribuzione dei pesi molecolari e al grado di ramificazione si ottengono tipi di polietilene con proprietà ed usi differenti fra cui:

- Polietilene ad alta densità (HDPE) o (PEAD): è un polietilene poco ramificato, ha quindi maggiore rigidità rispetto al polietilene a bassa densità;
- Polietilene a bassa densità (LDPE): è molto più ramificato dell'HDPE, è quindi un materiale più duttile e meno rigido, viene generalmente sintetizzato attraverso polimerizzazione radicalica.

PP

Il polipropilene (o polipropene, abbreviato in PP) è un polimero termoplastico che può mostrare diverse strutture chimiche. Il prodotto più interessante dal punto di vista commerciale è quello semicristallino caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica ed all'abrasione. Fra le molteplici applicazioni in cui trova impiego nell'industria della plastica, troviamo: cruscotti di autoveicoli e paraurti, tappi ed etichette di bottiglie, reti antigrandine, custodie dei CD, capsule da caffè, bicchierini bianchi di plastica per il caffè etc.etc. Grazie anche alla sua capacità di poter essere filato, viene spesso usato nell'industria tessile per la formazione di tessuti sintetici.

TNT (e SMS)

Tessuto non tessuto (TNT) (a volte non woven, termine in lingua inglese che significa "non tessuto"). E' la definizione generica per indicare un prodotto industriale simile a un tessuto ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura (incrocio di fili di trama e di ordito tramite telaio) e dalla maglieria. Pertanto in un non tessuto le fibre presentano un andamento casuale, senza individuazione di alcuna struttura ordinata mentre in un tessuto le fibre presentano due direzioni prevalenti ed ortogonali fra di loro (trama ed ordito). La manifattura utilizza tipicamente fibre disposte a strati o incrociate che vengono unite insieme meccanicamente (per esempio con aghi), con adesivi o con processi termici. Spesso il termine 'tessuto non tessuto' viene usato per indicare un prodotto che si ottiene con l'utilizzo di resine e fibre sintetiche non tessute, preferibilmente di poliestere (ma anche PP, poliuretano, ecc.), le quali subiscono complessi e ripetuti procedimenti. In tal modo è possibile pervenire a un prodotto finito particolarmente adatto a vari campi e applicazioni.

Le caratteristiche di un tessuto non tessuto sono:

- idrorepellenza
- resistenza sia a basse che elevate temperature
- morbidezza o almeno non abrasività al tatto (il che lo rende utilizzabile per le pulizie, rimozione di macchie etc).

Una particolare lavorazione è lo spunbond, consistente nella fusione del polimero, che viene successivamente forato e pressato, migliorando la morbidezza del prodotto e la possibilità di renderlo molto sottile. Con questo vengono realizzati anche i più noti tessuti SMS ottenuti dall'accoppiamento di tre strati di tessuto non tessuto 'Spunbond+ Meltblown + Spunbond' dove il Meltblown è semplicemente un tessuto sintetico ottenuto attraverso un metodo di fabbricazione convenzionale di micro e nanofibre in cui una fusione di polimero viene estrusa attraverso piccoli ugelli circondati da gas di soffiatura ad alta velocità. Le fibre depositate casualmente formano un prodotto in foglio non tessuto. Negli anni recenti, i tessuti e le fibre nonwoven hanno sostituito molti materiali e fra gli usi più comuni si annovera quello per l'abbigliamento medico: camici chirurgici sterili, teleria sterile per la creazione del campo operatorio, mascherine, cuffie e copriscarpe.

LAMINATO

Esistono infine tessuti 'laminati', ottenuti per accoppiamento di un TNT con uno strato di PE. Questa particolare lavorazione di accoppiamento permette di ottenere un tessuto impermeabile oltre che idro repellente, aumentando la protezione dell'utilizzatore.

Il rinnovato packaging dell'intera gamma guanti vede il restyling completo delle confezioni.

Un'evoluzione che nasce dall'esigenza di dare alla nostra gamma un'identità comune e facilmente riconoscibile.

DOC, lo storico brand di Gardening, racchiude ora l'intera gamma di guanti monouso, declinata in tre diverse proposte grafiche specificatamente realizzate per i diversi settori d'impiego.



DOC
FOOD

la nuova linea dedicata all'industria alimentare, della ristorazione e del catering.

DOC
PROTECTION

la nuova linea dedicata al mondo Professionale.

DOC
SENSITIVE

la nuova linea dedicata al mondo Medico.

Indice

GUANTI NITRILE		EKO ZERO 100	18
		EKO ZERO 200	19
		VELO FORTE	20
		ZERPW	21
		ZERPW 300	22
		ZERPW400	23
GUANTI LATTICE		EKO	26
		DOC	27
		DOCCL SILK	28
		EKOCL	29
		DOCCL	30
		DOCPW	31
		DOCVE ALOE	32
		DOCVE	33
GUANTI VINILE		SOFPW	36
		UVIPW	37
GUANTI CHIRURGICI		CHR	40
		CHRPW	41
		CHGYN	42

ALTRI GUANTI

	DOCS K	46
	COPNS	47
	COPST	48
	PE SM	49
	PEH EMB	50

LINEA ARTICOLI TNT

	Camice monouso da laboratorio in TNT (NW COATLABBIA)	54
	Camice monouso visitatore in TNT (NW GOWNVIS)	55
	Camice monouso in TNT verde (NW GOWN)	56
	Camice monouso in TNT sterile verde (NW GOWNSTE)	57
	Camice monouso in TNT blu (NW GOWNBLU)	58
	Camice monouso in TNT sterile blu (NW GOWNBLUSTE)	59
	Camice monouso in sms (NW GOWNSMS)	60
	Camice monouso in sms sterile (NW GOWNSMSSTE)	61
	Camice monouso chirurgico in sms sterile (NW SMS STE)	62
	Camice monouso impermeabile TNT+PE (NW GOWNWP)	63
	Divisa monouso in sms (NW SUIT)	64
	Grembiule monouso in LDPE (PE APRO)	65
	Coprimanicotto monouso in LDPE (PE SLE COV)	66
	Copriscarpa monouso antiscivolo in TNT (NW ASK SHO)	67
	Copriscarpe monouso impermeabile antiscivolo TNT+PE (NW ASK SHOWP)	68

	Copriscarpa monouso in TNT (NW SHOE)	69
	Copriscarpa monouso in cpe 3gr (PE SHOE)	70
	Copriscarpa monouso in cpe 4 gr (PE SHOE4GR)	71
	Copricalzare monouso in TNT (NW BOOT)	72
	Copricalzare monouso impermeabile TNT+PE (NW BOOTWP)	73
	Cuffietta monouso in TNT (NW ROUNCAP)	74
	Cuffia a clip (NW CLIP)	75
	Mascherina chirurgica monouso a 3 strati con elastici (NW MASK3 EL)	76
	Mascherina chirurgica monouso a 3 strati con elastici da 25 pz (NWMASK3EL)	77
	Cappellino monouso con lacci fissi in TNT (NW LACECAP)	78
	Lenzuolo monouso in TNT bianco (NW BED SHE)	79
	Federa monouso in TNT bianca (NW PILL)	80
	Coprimerasso monouso in cpe (PE MATT)	81
	Bavaglio in accoppiato con tasca (IG BIB 900)	84
	Panno per asciugatura (IG BIO 30 40 16)	84
	Manopola presaponata in TNT (IG MAN 1000)	85
	Manopola presaponata light in TNT (IG MAN ECO)	85
	Manopola impermeabile (IG WASH1000)	86
	Panno spugna presaponato (IG PAN)	86
	Spugna presaponata (IG SPU-)	87
	Spugna non saponata (IG SPU N S)	87

LINEA TELI STERILI

	Doc telo chirurgico sterile 35 50 (DRSTS35 50)	90
	Doc telo chirurgico sterile 50 50 (DRSTS50 50)	90
	Doc telo chirurgico sterile 50 50 AB (DRSTS50 50 AB)	91
	Doc telo chirurgico sterile 50 50 69 AH (DRSTS50 50 69 AH)	91
	Doc telo chirurgico sterile 50 75 (DRSTS50 75)	92
	Doc telo chirurgico sterile 50 75 AB (DRSTS50 75 AB)	92
	Doc telo chirurgici sterile TNT+PE 50 75 69 AH (DRSTS50 75 69 AH)	93
	Doc telo chirurgico sterile 75 90 (DRSTS75 90)	93
	Doc telo chirurgico sterile 75 90 AB (DRSTS75 90 AB)	94
	Doc telo chirurgico sterile 75 90 69 AH (DRSTS75 90 69 AH)	94
	Doc telo chirurgico sterile 75 100 AHU (DRSTS75 110 AHU)	95
	Doc telo chirurgico sterile 100 150 (DRSTS100 150)	95
	Doc telo chirurgico sterile 150 200 (DRSTS150 200)	96

LINEA MEDICAZIONE

	Compresse di garza sterile 10 10 (GAR SWABSTE10 10)	100
	Compresse di garza sterile 18 40 (GAR SWABSTE18 40)	100
	Compresse di garza sterile 20 20 (GAR SWABSTE20 20)	101
	Compresse di garza sterile 36 40 (GAR SWABSTE36 40)	101
	Garza non sterile 10 10 (GARKG10 10)	102
	Garza non sterile 20 20 (GARKG20 20)	102
	Garza non sterile 30 30 (GARKG30 30)	103
	Garza non sterile 40 40 (GARKG40 40)	103

LINEA MEDICAZIONE

	Garza sterilizzabile 16 10 10 (GS 16 10 10)	104
	Garza sterilizzabile 16 5 5 (GS 16 5 5)	104
	Garza sterilizzabile 7,5 7,5 (GS 16 7,57,5)	105

LINEA UROLOGIA

	Sacca urina standard tubo 130 (H201 130)	108
	Sacca urina standard tubo 90 (H201 90)	108
	Sacca urina con valvola tubo 130 (H202 130)	109
	Sacca urina con valvola tubo 90 (H202 90)	109
	Sacca urina con valvola e rubinetto tubo 130 (H203 130 PP)	110
	Sacca urina con valvola e rubinetto tubo 130 (H203 130 T)	110
	Sacca urina con valvola e rubinetto tubo 90 (H203 90 PP)	111
	Sacca urina con valvola e rubinetto tubo 90 (H203 90 T)	111
	Sacca urina sterile con valvola e rubinetto (H203 90E)	112
	Sacca urina da gamba con valvola e rubinetto tubo 10 (H750 10)	112
	Sacca urina da gamba con valvola e rubinetto tubo 35 (H750 35)	113

LINEA MEDICO SANITARIA

	Telo isothermico (AI EMERCOV)	116
	Fermapolso adulti (AI FERMPOLADU)	117
	Fermapolso adulti rinforzato (AI FERMPOLADURI)	117
	Protegg gomito e tallone (AI PROTGO TA)	118
	Scrub dry (CS- 270-D)	118
	Scrub clorexidina (CS- 270-C)	119
	Scrub pvp-iodio (CS- 270-P)	119

	Spatole monouso (AYRE 5000)	120
	Spatole monouso sterili (AYRST5000)	120
	Abbassalingua monouso (WOTN NST 5000)	121
	Abbassalingua monouso sterile (WOTST2000)	121
	Cytobrush (CYT NST)	122
	Cytobrush sterile (CYTST)	122
	Tamponcini cotonati monouso (BUD NST 150)	123
	Tamponcini cotonati monouso sterili (BUDST150)	123
	Deflussore monouso (ISV LL 150)	124
	Deflussore monouso a Y (ISV LLY 150)	124
	Speculum blocco centrale (SPEC CENT)	125
	Speculum vite laterale (SPEC SIDE6S)	125
	Tappeto decontaminante 45 115 (TAP DEC 45 115)	126
	Tappeto decontaminante 60 115 (TAP DEC 60 115)	126
	Tappeto decontaminante con antibatterico 45 115 (TAP DEC AB 45 115)	127
	Tappeto decontaminante con antibatterico 60 115 (TAP DEC AB 60 115)	127

GUANTI **NITRILE**





EKO ZERO 100

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Spessore ridotto, elevato livello di protezione ed eccellente elasticità
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto per il contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1.0

CODICE:	EKO ZEROPW 100-
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	2,90gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	80
Lunghezza cartone	22cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	21cm
Peso lordo cartone:	4Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
EKO ZEROPW 1005-	XS	6	 8016629003096
EKO ZEROPW 1006-	S	7	 8016629003102
EKO ZEROPW 1007-	M	8	 8016629003126
EKO ZEROPW 1008-	L	9	 8016629003133
EKO ZEROPW 1009-	XL	10	 8016629003140



EKO ZERO 200

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Spessore ridotto, elevato livello di protezione ed eccellente elasticità. Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto per il contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1.0

CODICE:	EKOZEROPW200
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	2,90gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	200
Cartoni per bancale	45
Lunghezza cartone	43cm
Larghezza cartone	26cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	8Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
EKOZEROPW2005	XS	6	 8016629004598
EKOZEROPW2006	S	7	 8016629004666
EKOZEROPW2007	M	8	 8016629004673
EKOZEROPW2008	L	9	 8016629004680
EKOZEROPW2009	XL	10	 8016629004697



VELO FORTE

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie microruvida sui polpastrelli, spessore ridotto, corretto livello di protezione ed eccellente elasticità. Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto per il contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1.0

CODICE:	VELOPW-
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	3,50gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	80
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	29cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
VELOPW 5-	XS	6	 8016629003478
VELOPW 6-	S	7	 8016629003485
VELOPW 7-	M	8	 8016629003492
VELOPW 8-	L	9	 8016629003508
VELOPW 9-	XL	10	 8016629003515



ZERPW

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie microruvida sui polpastrelli, elevato spessore, alto livello di protezione, alto livello di sensibilità ed eccellente elasticità. Idoneo per ogni utilizzo medicale ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto per il contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1.0

CODICE:	ZERPW-
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	4,90gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Per cartone	10
Pezzi per	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	24cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
ZERPW 6-	S	7	 8016629004406
ZERPW 7-	M	8	 8016629004413
ZERPW 8-	L	9	 8016629004796
ZERPW 9-	XL	10	 8016629004444
ZERPW 10-	XXL	11	 8016629008275



ZERPW 300

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie totalmente microruvida. La manichetta da 300 mm. e lo spessore elevato assicurano protezione molto elevata. Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, idoneo per il contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1,5

CODICE:	ZERPW300
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	5,70gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	27cm
Peso lordo cartone:	7Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
ZERPW300 6	S	7	 8016629006479
ZERPW300 7	M	8	 8016629006486
ZERPW300 8	L	9	 8016629006493
ZERPW300 9	XL	10	 8016629006509



ZERPW400

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie microruvida sul palmo e dita. La manichetta da 400 mm. e lo spessore elevato assicurano massima protezione. Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1,5

CODICE:	ZERPW400
COLORE:	AZZURRO
PESO MISURA M	10,50gr $\pm$ 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020204
NON TALCATO	



LATEX FREE

NON STERILE

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	53
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	7Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
ZERPW400 6	S	7	 8016629006707
ZERPW400 7	M	8	 8016629006691
ZERPW400 8	L	9	 8016629006684
ZERPW400 9	XL	10	 8016629006677



GUANTI LATTICE





EKO

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, finemente talcato con amido vegetale.

Superficie perfettamente liscia ed estremamente elastico. Idoneo per ogni utilizzo medicale ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,5

CODICE:	EKO
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	5,70gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	23cm
Larghezza cartone	34cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	6Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
EKO 5	XS	6	 8016629003157
EKO 6	S	7	 8016629003164
EKO 7	M	8	 8016629003171
EKO 8	L	9	 8016629003188
EKO 9	XL	10	 8016629003195



DOC

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, finemente talcato con amido vegetale.

Superficie perfettamente liscia; il corretto equilibrio tra elasticità e resistenza.

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,5

CODICE:	DOC
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	5,40gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
TALCATO	

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	23cm
Larghezza cartone	34cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	7Kg



MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
DOC 5	XS	6	8016629000552
DOC 6	S	7	8016629000569
DOC 7	M	8	8016629000576
DOC 8	L	9	8016629001399



DOCCL SILK

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie esterna microruvida; il corretto equilibrio tra elasticità e resistenza.
Idoneo per ogni utilizzo medicale ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,0

CODICE:	DOCCL SILK
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	5,00gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone	10
pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	88
Lunghezza cartone	35cm
Larghezza cartone	22cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCCL SILK 5	XS	6	 8016629011350
DOCCL SILK 6	S	7	 8016629011367
DOCCL SILK 7	M	8	 8016629011374
DOCCL SILK 8	L	9	 8016629011381
DOCCL SILK 9	XL	10	 8016629011398



**Guanto monouso in lattice naturale,
non sterile, non talcato per pelli sensibili.**

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

C€



AQL1.5

CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	24cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	6Kg



MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
EKOCL5	XS	6	 8016629003201
EKOCL6	S	7	 8016629003218
EKOCL7	M	8	 8016629003225
EKOCL8	L	9	 8016629001849
EKOCL9	XL	10	 8016629004765



DOCCL

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie totalmente microruvida per una migliore aderenza, clorinato per facilitarne la calzatura. Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1.0

CODICE:	DOCCL
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	5,70gr $\pm$ 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
NON TALCATO	

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	25cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	24cm
Peso lordo cartone:	6Kg



MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCCL5	XS	6	 8016629001405
DOCCL6	S	7	 8016629001412
DOCCL7	M	8	 8016629001191
DOCCL8	L	9	 8016629001214
DOCCL9	XL	10	 8016629001238



DOCPW

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie totalmente liscia, il particolare trattamento con polimeri facilita la calzatura ed evita il contatto tra il lattice e la pelle dell'operatore. Monouso
Idoneo per ogni utilizzo medicale ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,5

CODICE:	DOCPW
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	5,50gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	24cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	6Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCPW5	XS	6	 8016629002914
DOCPW6	S	7	 8016629002921
DOCPW7	M	8	 8016629002938
DOCPW8	L	9	 8016629002945



DOCVE ALOE

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie totalmente microruvida. Spessore e protezione molto elevata. Il particolare trattamento con aloe vera idrata la pelle dell'operatore.

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo B) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,5

CODICE:	DOCVEALOE PW
COLORE:	VERDE
PESO MISURA M	6,60gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo B
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	53
Lunghezza cartone	25cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	8Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCVEALOE PW 5	XS	6	 8016629004840
DOCVEALOE PW 6	S	7	 8016629004857
DOCVEALOE PW 7	M	8	 8016629004864
DOCVEALOE PW 8	L	9	 8016629004871



DOCVE

Guanto monouso in lattice naturale, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie microruvida a nido d'ape su polpastrelli e palmo garantisce un'ottima presa. Il particolare trattamento con polimeri facilita la calzatura ed evita il contatto tra il lattice e la pelle dell'operatore.

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. Idoneo per il contatto alimentare ai sensi del Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. (consultare la nota informativa prima dell'uso).



AQL1,5

CODICE:	DOCVEPW
COLORE:	VERDE
PESO MISURA M	6,80gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T010201
NON TALCATO	

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	63
Lunghezza cartone	25cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	8Kg



MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCVEPW 5	XS	6	8016629002983
DOCVEPW 6	S	7	8016629002990
DOCVEPW 7	M	8	8016629003003
DOCVEPW 8	L	9	8016629003089



GUANTI VINILE





SOFPW

Guanto monouso in cloruro di polivinile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie liscia; la particolare miscela dei componenti garantisce un'ottima elasticità.
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.

CE



AQL1,5

CODICE:	SOFPW
COLORE:	BIANCO
PESO MISURA M	4,50gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020201
NON TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	80
Lunghezza cartone	23cm
Larghezza cartone	29cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
SOFPW6	S	7	 8016629001368
SOFPW7	M	8	 8016629003256
SOFPW8	L	9	 8016629000798
SOFPW9	XL	10	 8016629003263



UVIPW

Guanto monouso in cloruro di polivinile, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie perfettamente liscia; il corretto equilibrio tra elasticità e resistenza.

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1,5

CODICE:	UVIPW
COLORE:	TRASPARENTE
PESO MISURA M	4,50gr $\pm$ 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020201
NON TALCATO	



LATEX FREE



NON STERILE

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	80
Lunghezza cartone	23cm
Larghezza cartone	29cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
UVIPW6	S	7	 8016629002150
UVIPW7	M	8	 8016629002167
UVIPW8	L	9	 8016629002174
UVIPW9	XL	10	 8016629002181



GUANTI CHIRURGICI





CHR

Guanto chirurgico monouso in lattice naturale, sterile, finemente talcato con amido vegetale.

Forma anatomica, superficie microruvida su palmo e dita assicurano un'ottima presa.
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe IIa sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



AQL1.0

CODICE:	CHR
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M 1/2	0.04gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	T01010101
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)
DESTRO/SINISTRO	
TALCATO	



CONFEZIONAMENTI	
Paia per cartone	200
Scatole per cartone:	4
Paia per scatola	50
Cartoni per bancale	22
Lunghezza cartone	27cm
Larghezza cartone	54cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	8Kg

MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
CHR 6	6	 8016629002105
CHR 6,5	6,5	 8016629002112
CHR 7	7	 8016629000958
CHR 7,5	7,5	 8016629003461
CHR 8	8	 8016629003362
CHR 8,5	8,5	 8016629003379
CHR 9	9	 8016629003386



CHRPW

Guanto chirurgico monouso in lattice naturale, sterile, non talcato per pelli sensibili.

Forma anatomica, superficie microruvida su palmo e dita assicurano un'ottima presa.
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici.

Dispositivo Medico di classe IIa sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE. **CE**



AQL1.0

CODICE:	CHRPW
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M 1/2	0.04gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	T01010102
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)
DESTRO/SINISTRO	
NON TALCATO	

CONFEZIONAMENTI	
Paia per cartone	200
Scatole per cartone:	4
Paia per scatola	50
Cartoni per bancale	22
Lunghezza cartone	27cm
Larghezza cartone	54cm
Altezza cartone	22cm
Peso lordo cartone:	8Kg



MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
CHRPW6	6	 8016629003409
CHRPW6,5	6,5	 8016629003416
CHRPW7	7	 8016629003423
CHRPW7,5	7,5	 8016629000774
CHRPW8	8	 8016629002303
CHRPW8,5	8,5	 8016629002310



CHGYN

Guanto chirurgico monouso in lattice naturale, sterile, non talcato per pelli sensibili.

Forma anatomica, NO ambidestro, superficie microruvida su palmo e dita assicurano un'ottima presa. Extra lungo 480 mm. Specifico per uso ambulatoriale e chirurgico.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva
47/2007. Dispositivo di Protezione Individuale categoria di rischio
III (Tipo C) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi
di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.



Surgicare®
Premier



AQL1.5

CODICE:	CHGYN
COLORE:	BIANCO
PESO MISURA M 1/2	0.068gr ± 0,3
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	III cat. Tipo C
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	T01010102
METODO STERILIZZAZIONE:	RAGGI GAMMA
DESTRO/SINISTRO	
NON TALCATO	

CONFEZIONAMENTI

Paia per cartone	100
Scatole per cartone:	4
Paia per scatola	25
Cartoni per bancale	18
Lunghezza cartone	32cm
Larghezza cartone	38cm
Altezza cartone	24cm
Peso lordo cartone:	6Kg



MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
CHGYNPW 6,5	6,5	 8016629001085
CHGYNPW 7,5	7,5	 8016629001092
CHGYNPW 8,5	8,5	 8016629001108





ALTRI GUANTI





COPNS

Guanto monouso da esame in copolimero, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie completamente liscia, ottima sensibilità e protezione totale.
Specifico per uso ambulatoriale ed ospedaliero.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	COPNS
COLORE:	TRASPARENTE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T01020202
NON TALCATO	



MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
COPNS6	S	7	 8016629002044
COPNS7	M	8	 8016629002051
COPNS8	L	9	 8016629002068



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	56
Lunghezza cartone	19cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	27cm
Peso lordo cartone:	5Kg



COPST

Guanto monouso da esame in copolimero, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie completamente liscia, ottima sensibilità e protezione totale.

Specifico per uso ambulatoriale ed ospedaliero.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



AQL<1.5

CODICE:	COPST
COLORE:	TRASPARENTE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T010299
METODO STERILIZZAZIONE:	RAGGI GAMMA
NON TALCATO	



STERILE EO

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Scatole per cartone:	20
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	18
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	39cm
Peso lordo cartone:	15Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Taglia	EAN
COPST6	S	7	 8016629002013
COPST7	M	8	 8016629002020
COPST8	L	9	 8016629002037



PE SM

Guanto monouso in polietilene a bassa densità, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie completamente liscia, ottima sensibilità.
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi. **CE**



CODICE:	PE SM
COLORE:	TRASPARENTE
NON TALCATO	
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDULE	I



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	10000
Buste per cartone:	100
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	37cm
Larghezza cartone	49cm
Altezza cartone	20cm
Peso lordo cartone:	16Kg

PEH EMB

Guanto monouso in polietilene ad alta densità, non sterile, non talcato per pelli sensibili.

Superficie totalmente microruvida , ottima sensibilità.
Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi. **CE**



CODICE:	PEH EMB
COLORE:	TRASPARENTE
NON TALCATO	
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDULE	I

CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	10000
Buste per cartone:	100
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	40
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	43cm
Altezza cartone	19cm
Peso lordo cartone:	9Kg



DOCS K

Guanto monouso in lattice naturale, sterile, finemente talcato con amido vegetale.

Superficie perfettamente liscia; il corretto equilibrio tra elasticità e resistenza.

Idoneo per ogni utilizzo medico ed industriale. Garantisce protezione da agenti chimici e biologici, adatto al contatto alimentare.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



AQL1,5

CODICE:	DOCS K
COLORE:	LATTICE NATURALE
PESO MISURA M	4,60gr $\pm$ 0,3
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T010201
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)
TALCATO	



STERILE EO

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Scatole per cartone:	5
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	19cm
Larghezza cartone	66cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	6Kg

MISURE DISPONIBILI			
Codice	Misura	Taglia	EAN
DOCS K 6	S	7	 8016629004949
DOCS K 7	M	8	 8016629004956
DOCS K 8	L	9	 8016629004963





LINEA ARTICOLI TNT





CAMICE MONOUSO DA LABORATORIO IN TNT

Camice monouso da laboratorio non sterile in TNT.

Polsini con elastico, chiusura frontale con velcro e tasca cucina internamente.
Idoneo per rischi minori.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi



MISURE DISPONIBILI		
Codice	Colore	Misura
NW COATLABBIAL	Bianco	L
NW COATLABBIAXL	Bianco	XL
NW COATLABBIAXXL	Bianco	XXL

MISURE DISPONIBILI		
Codice	Colore	Misura
NW COATLABBLUL	Blu	L
NW COATLABBLUXL	Blu	XL
NW COATLABBLUXXL	Blu	XXL



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	100
Confezione per cartone:	100
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	50cm
Altezza cartone	40cm
Peso lordo cartone:	7Kg

CAMICE MONOUSO VISITATORE IN TNT

Camice monouso da laboratorio non sterile in TNT.

Polsini con elastico, chiusura frontale con velcro e tasca cucina internamente.

Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW GOWNVIS
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



8016629009876

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	27cm
Larghezza cartone	38cm
Altezza cartone	31cm
Peso lordo cartone:	4Kg

CAMICE MONOUSO IN TNT VERDE

Camice monouso non sterile in TNT.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW GOWN
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



8016629009852

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	5Kg

CAMICE MONOUSO IN TNT STERILE VERDE

Camice monouso sterile in TNT.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	NW GOWNSTE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T0205
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629006912

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	50
Buste per cartone:	50
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	50cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	4Kg

CAMICE MONOUSO IN TNT BLU

Camice monouso non sterile in TNT.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW GOWNBLU
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



8016629009869

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	5Kg

CAMICE MONOUSO IN TNT STERILE BLU

Camice monouso sterile in TNT.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	NW GOWNBLUSTE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T0205
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	50
Buste per cartone:	50
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	50cm
Altezza cartone	24cm
Peso lordo cartone:	4Kg



STERILE EO



8016629006899

CAMICE MONOUSO IN SMS

Camice monouso non sterile in SMS.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW GOWNSMS
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	25
Buste per cartone:	5
Pezzi per busta	5
Cartoni per bancale	50
Lunghezza cartone	31cm
Larghezza cartone	30cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	2Kg

MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
NW GOWNSMS7M	M	 8016629008558
NW GOWNSMS8L	L	 8016629008565
NW GOWNSMS9XL	XL	 8016629008572

CAMICE MONOUSO IN SMS STERILE

Camice monouso sterile in SMS.

Polsini in puro cotone, chiusura posteriore, regolabile in vita ed al collo con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	NW GOWNSMSSTE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T0205
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	25
Buste per cartone:	25
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	28
Lunghezza cartone	32cm
Larghezza cartone	51cm
Altezza cartone	21cm
Peso lordo cartone:	3Kg

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	EAN
NW GOWNSMSSTE7M	M	 8016629008619
NW GOWNSMSSTE8L	L	 8016629008626
NW GOWNSMSSTE9XL	XL	 8016629008633

CAMICE MONOUSO CHIRURGICO IN SMS STERILE

Camice monuso chirurgico sterile in SMS.

Rinforzato davanti, allacciatura al collo, regolabile con fettucce.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	NW SMS STE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020401
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	25
Buste per cartone	25
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	51cm
Altezza cartone	28cm
Peso lordo cartone:	20Kg

MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
NW SMS STE 7M	M	 8016629006929
NW SMS STE 8L	L	 8016629006974
NW SMS STE 9XL	XL	 8016629006967

CAMICE MONOUSO IMPERMEABILE TNT+PE

Camice monouso impermeabile non sterile in bi-accoppiato TNT+PE.

Rinforzato davanti, allacciatura in vita ed al collo, regolabile con fettucce.

Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW GOWNWP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



8016629009883

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	27cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	32cm
Peso lordo cartone:	6Kg

DIVISA MONOUSO IN SMS

Divisa monouso non sterile in SMS.

Casacca con collo a V, allacciatura in vita regolabile, 3 tasche.
Idoneo per uso ambulatoriale e medicazione.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW SUIT
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0205



MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura
NW SUIT5	XS
NW SUIT6	S
NW SUIT7	M
NW SUIT8	L
NW SUIT9	XL
NW SUIT10	XXL

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	50
Confezione per cartone:	50
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	46cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	30Kg

GREMBIULE MONOUSO IN LDPE

Grebiule monouso impermeabile non sterile in LDPE.

Allacciatura in vita. Spessore 0.019 mm.
Idoneo per rischi minori.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi. 



CODICE:	PE APRO
COLORE:	BIANCO - BLU
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	I

CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	40
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	37cm
Altezza cartone	20cm
Peso lordo cartone:	12Kg



COPRIMANICOTTO MONOUSO IN LDPE

Coprimanicotto monouso impermeabile non sterile in LDPE.

Facile calzabilità, inodore. Munito di elastici per il fissaggio.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi.



CODICE:	PE SLE COV
COLORE:	BIANCO-AZZURRO
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	I



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	40
Lunghezza cartone	38cm
Larghezza cartone	26cm
Altezza cartone	32cm
Peso lordo cartone:	6Kg

COLORI DISPONIBILI

Codice	Misura	Colore	EAN
PE SLCV	UNICA		 8016629004246
PE SLCVBLU	UNICA		 8016629004253

COPRISCARPA MONOUSO ANTISCIVOLO IN TNT

Copriscarpa monouso antiscivolo non sterile in TNT.

Effetto barriera, ottima resistenza, inodore.
Munito di elastici per il fissaggio su tutta la circonferenza. Copertura
alta fino alla caviglia.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE)
2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW ASK SHO
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



8016629002853

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Buste per cartone	5
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	25
Lunghezza cartone	50cm
Larghezza cartone	27cm
Altezza cartone	34cm
Peso lordo cartone:	5Kg

COPRISCARPE MONOUSO IMPERMEABILE ANTISCIVOLO TNT+PE

Copriscarpa monouso impermeabile non sterile in TNT + PE.

Effetto barriera, ottima resistenza, inodore.
Munito di elastici per il fissaggio su tutta la circonferenza. Copertura alta fino alla caviglia.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW ASK SHOWP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



8016629002952

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Buste per cartone:	5
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	35cm
Larghezza cartone	48cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	5Kg

COPRISCARPA MONOUSO IN TNT

Copriscarpa monouso idrorepellente non sterile in TNT.

Cucito su tutta la circonferenza, inodore.
Munito di elasci per il fissaggio.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW SHOE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	36
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	28cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	5Kg

COPRISCARPA MONOUSO IN CPE 3GR

Copriscarpa monouso impermeabile non sterile in CPE.

Facile calzabilità, inodore.

Munito di elastici per il fissaggio. Resistente 3 gr.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	PE SHOE
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	35
Lunghezza cartone	21cm
Larghezza cartone	52cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	6Kg

COPRISCARPA MONOUSO IN CPE 4 GR

Copriscarpa monouso impermeabile non sterile in CPE.

Facile calzabilità, inodore.
Munito di elastici per il fissaggio. Resistente 4 gr.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	PE SHOE4GR
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	28
Lunghezza cartone	57cm
Larghezza cartone	23cm
Altezza cartone	40cm
Peso lordo cartone:	9Kg

COPRICALZARE MONOUSO IN TNT

Copricalzare monouso idrorepellente non sterile in TNT.

Facile calzabilità, inodore.
Munito di elastici per il fissaggio.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW BOOT
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	18
Lunghezza cartone	27cm
Larghezza cartone	50cm
Altezza cartone	42cm
Peso lordo cartone:	7Kg

COPRICALZARE MONOUSO IMPERMEABILE TNT+PE

Copricalzare monouso impermeabile non sterile in TNT+PE.

Effetto barriera. Facile calzabilità, inodore.
Munito di elastics per il fissaggio.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW BOOTWP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0208



8016629004659

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	16
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	36cm
Altezza cartone	47cm
Peso lordo cartone:	13Kg

CUFFIETTA MONOUSO IN TNT

Cuffietta monouso altamente traspirante non sterile in TNT.

Resistente, inodore, alta vestibilità.
Elastico di tenuta lungo la circonferenza.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW ROUNCAP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0207



COLORI DISPONIBILI			
Codice	Misura	Colore	EAN
NW ROUNCAPBIA	UNICA		 8016629006943
NW ROUNCAPBLU	UNICA		 8016629006936
NW ROUNCAPVER	UNICA		 8016629006950

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	41cm
Larghezza cartone	49cm
Altezza cartone	24cm
Peso lordo cartone:	3Kg

CUFFIA A CLIP

Cuffietta monouso clip altamente traspirante non sterile in TNT.

Resistente, inodore, alta vestibilità.
Elastico di tenuta lungo la circonferenza.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW CLIP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0207



COLORI DISPONIBILI

Codice	Misura	Colore	EAN
NW CLIPBIA	UNICA		 8016629001320
NW CLIPBLU	UNICA		 8016629001337
NW CLIPRED	UNICA		 8016629002662
NW CLIPVER	UNICA		 8016629002587

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	70
Lunghezza cartone	25cm
Larghezza cartone	33cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	2Kg

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO A 3 STRATI CON ELASTICI

Mascherina chirurgica monouso in TNT 3 strati.

Priva di fibra di vetro.
Chiusura con elastici in TNT.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW MASK3 EL
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T020699



MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
NW MASK3 EL BLU	UNICA	 8016629009630
NW MASK3 EL VER	UNICA	 8016629009623

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	20
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	48
Lunghezza cartone	37cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	16cm
Peso lordo cartone:	4Kg

MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO A 3 STRATI CON
ELASTICI DA 25 PZ

Mascherina chirurgica monouso in TNT 3 strati
in conf da 25 pz.

Priva di fibra di vetro.
Chiusura con elastici in TNT.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE)
2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NWMASK3EL
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0299



MISURE DISPONIBILI		
Codice	Misura	EAN
NWMASK3ELARA25	UNICA	 8016629011077
NWMASK3ELGIA25	UNICA	 8016629011053
NWMASK3ELNER25	UNICA	 8016629011138
NWMASK3ELROS25	UNICA	 8016629011091
NWMASK3ELVIO25	UNICA	 8016629011114

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Scatole per cartone:	20
Pezzi per scatola	25
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	48cm
Larghezza cartone	28cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	3Kg

CAPPELLINO MONOUSO CON LACCI FISSI IN TNT

Cappellino monouso altamente traspirante non sterile in TNT.

Resistente, inodore, alta vestibilità.
Apertura posteriore, chiusura con lacci.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.





CODICE:	NW LACECAP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0207



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	20cm
Larghezza cartone	45cm
Altezza cartone	32cm
Peso lordo cartone:	5Kg

LENZUOLO MONOUSO IN TNT BIANCO

Lenzuolo monouso in TNT

Resistente, morbido, inodore.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW BED SHE
COLORE:	BIANCO
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030101



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	37cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	6Kg

FEDERA MONOUSO IN TNT BIANCA

Federa monouso in TNT

Resistente, morbido, inodore.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	NW PILL
COLORE:	BIANCO
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030101



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	200
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	20
Cartoni per bancale	42
Lunghezza cartone	37cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	16cm
Peso lordo cartone:	4Kg

COPRIMATERASSO MONOUSO IN CPE

Coprimaterasso monouso in TNT

Impermeabile, resistente, inodore.
Munito di elastici per il fissaggio.

Dispositivo di protezione individuale solo per rischi minimi.



CODICE:	PE MATT
COLORE:	BLU
CLASSE PROTEZIONE INDIVIDUALE:	I



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	10
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	46cm
Altezza cartone	38cm
Peso lordo cartone:	7Kg

LINEA IGIENE





BAVAGLIO IN ACCOPPIATO CON TASCA

Bavaglio in accoppiato

Con tasca in PE + carta

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	IG BIB 900
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T0299



8016629008640

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	900
Buste per cartone:	9
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	42
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	39cm
Altezza cartone	18cm
Peso lordo cartone:	6Kg

PANNO PER ASCIUGATURA

Panno per asciugatura n viscosa + poliestere.

Morbido ed assorbente.



CODICE:	IG BIO 30 40 16
---------	-----------------



8016629006127

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1600
Buste per cartone:	32
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	59cm
Larghezza cartone	35cm
Altezza cartone	40cm
Peso lordo cartone:	7Kg

MANOPOLA PRESAPONATA IN TNT

Manopola pre-saponata in TNT.

Con detergente a secco 75 gr./mq.

Prodotto cosmetico notificato ai sensi del regolamento CE 1223/2009 (Riferimento CPNP: 2620229)



CODICE:

IG MAN 1000



8016629006790

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	50
Pezzi per busta	20
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	40cm
Larghezza cartone	30cm
Altezza cartone	60cm
Peso lordo cartone:	5Kg

MANOPOLA PRESAPONATA LIGHT IN TNT

Manopola pre-saponata in TNT.

Con detergente a secco 75 gr./mq.

Prodotto cosmetico notificato ai sensi del regolamento CE 1223/2009 (Riferimento CPNP: 2620229)



CODICE:

IG MAN ECO



8016629006783

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Buste per cartone:	40
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	58cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	43cm
Peso lordo cartone:	9Kg

MANOPOLA IMPERMEABILE

Manopola impermeabile ai liquidi.

In viscosa/poliestere+PE.



CODICE: IG WASH1000



8016629008671

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	35cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	6Kg

PANNO SPUGNA PRESAPONATO

Pannospugna pre-saponato a in schiuma di poliuretano

Con sapone neutro.

Prodotto cosmetico notificato ai sensi del regolamento CE 1223/2009 (Riferimento CPNP: 2620229)



CODICE: IG PAN



8016629008404

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1600
Buste per cartone:	80
Pezzi per busta	20
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	77cm
Larghezza cartone	62cm
Altezza cartone	47cm
Peso lordo cartone:	8Kg

SPUNGA PRESAPONATA

Spugna pre-saponata in TNT.

Con detergente a secco 50 gr./mq.

Prodotto cosmetico notificato ai sensi del regolamento CE 1223/2009 (Riferimento CPNP: 2620229)



CODICE: IG SPU-



8016629008411

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1600
Buste per cartone:	32
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	60cm
Larghezza cartone	71cm
Altezza cartone	44cm
Peso lordo cartone:	8Kg

SPUGNA NON SAPONATA

Spugna non-saponata in schiuma di poliuretano.

Prodotto cosmetico notificato ai sensi del regolamento CE 1223/2009 (Riferimento CPNP: 2620229)



CODICE: IG SPU N S



8016629008381

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1800
Buste per cartone:	36
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	79cm
Larghezza cartone	60cm
Altezza cartone	44cm
Peso lordo cartone:	8Kg



LINEA TELI STERILI



DOC TELO CHIRURGICO STERILE 35 50

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. 



CODICE:	DRSTS35 50
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	200
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 50 50

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i. 



CODICE:	DRSTS50 50
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	200
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	5Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 50 50 AB

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con lato adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS50 50 AB
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629002389

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	200
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	18
Lunghezza cartone	40cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	28cm
Peso lordo cartone:	6Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 50 50 69 AH

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con foro adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS50 50 69 AH
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629002396

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	200
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	16
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	31cm
Peso lordo cartone:	6Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 50 75

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS50 75
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629002402

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	35
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	20cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 50 75 AB

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con lato adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS50 75 AB
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629002419

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	32cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICI STERILE TNT+PE 50 75 69 AH

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con foro adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS50 75 69 AH
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILEEO



8016629002426

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	36cm
Larghezza cartone	54cm
Altezza cartone	20cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 75 90

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS75 90
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILEEO



8016629001887

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	36cm
Larghezza cartone	54cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	6Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 75 90 AB

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con lato adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS75 90 AB
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629001894

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	60
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	30
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	43cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 75 90 69 AH

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con foro adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS75 90 69 AH
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629001900

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	60
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	30
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	4Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 75 100 AHU

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello con foro adesivo, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS75 110 AHU
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629001856

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	18
Lunghezza cartone	37cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	39cm
Peso lordo cartone:	8Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 100 150

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS100 150
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629002341

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Scatole per cartone:	2
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	12
Lunghezza cartone	40cm
Larghezza cartone	55cm
Altezza cartone	43cm
Peso lordo cartone:	12Kg

DOC TELO CHIRURGICO STERILE 150 200

Telino chirurgico monouso In accoppiato TNT + PE

Modello standard, impermeabile.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	DRSTS150 200
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	T020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE



8016629002358

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	50
Buste per cartone:	1
Pezzi per busta	50
Cartoni per bancale	12
Lunghezza cartone	40cm
Larghezza cartone	60cm
Altezza cartone	50cm
Peso lordo cartone:	10Kg



LINEA **MEDICAZIONE**





COMPRESSE DI GARZA STERILE 10

Compresse di garza sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	GAR SWABSTE10 10
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	M020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629005519

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	50
Cartoni per bancale	35
Lunghezza cartone	17cm
Larghezza cartone	67cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	5Kg

COMPRESSE DI GARZA STERILE 18

Compresse di garza sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	GAR SWABSTE18 40
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	M020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629005502

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1440
Scatole per cartone:	120
Pezzi per scatola	12
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	34cm
Altezza cartone	49cm
Peso lordo cartone:	6Kg

COMPRESSE DI GARZA STERILE 20

Compresse di garza sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	GAR SWABSTE20 20
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	M020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629005496

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	240
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	24
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	26cm
Larghezza cartone	72cm
Altezza cartone	43cm
Peso lordo cartone:	9Kg

COMPRESSE DI GARZA STERILE 36

40

Compresse di garza sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	GAR SWABSTE36 40
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	M020199
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



STERILE EO



8016629005489

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1080
Scatole per cartone:	90
Pezzi per scatola	12
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	48cm
Peso lordo cartone:	8Kg

GARZA NON STERILE 10 10

Garza non sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	GARKG10 10
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M020199

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	20
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	44cm
Larghezza cartone	44cm
Altezza cartone	59cm
Peso lordo cartone:	22Kg



8016629005229

GARZA NON STERILE 20 20

Garza non sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	GARKG20 20
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M020199

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	20
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	44cm
Larghezza cartone	44cm
Altezza cartone	59cm
Peso lordo cartone:	22Kg



8016629005236

GARZA NON STERILE 30 30

Garza non sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	GARKG30 30
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M020199



8016629005243

CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	20
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	9
Lunghezza cartone	33cm
Larghezza cartone	62cm
Altezza cartone	52cm
Peso lordo cartone:	22Kg

GARZA NON STERILE 40 40

Garza non sterile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	GARKG40 40
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M020199



8016629005250

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	20
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	8
Lunghezza cartone	44cm
Larghezza cartone	44cm
Altezza cartone	60cm
Peso lordo cartone:	22Kg

GARZA STERILIZZABILE 16 10 10

Garza sterilizzabile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007.



CODICE:	GS 16 10 10
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	M020199

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	3000
Buste per cartone:	30
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	16
Lunghezza cartone	41cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	13Kg



GARZA STERILIZZABILE 16 5 5

Garza sterilizzabile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007.



CODICE:	GS 16 5 5
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	M020199

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	10000
Buste per cartone:	100
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	41cm
Larghezza cartone	51cm
Altezza cartone	26cm
Peso lordo cartone:	11Kg



GARZA STERILIZZABILE 7,5 7,5

Garza sterilizzabile

Puro cotone idrofilo.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007.



CODICE:	GS 16 7,57,5
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	M020199




CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	5000
Buste per cartone:	50
Pezzi per busta	100
Cartoni per bancale	30
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	41cm
Altezza cartone	39cm
Peso lordo cartone:	13Kg

LINEA UROLOGIA






SACCA URINA STANDARD TUBO 130

Sacca Urina monouso 2000 ml standard, senza valvola antireflusso e senza scarico.

Con tubo da 130 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H201 130
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001603

CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	10Kg

SACCA URINA STANDARD TUBO 90

Sacca urina monouso 2000 ml standard, senza valvola anti reflusso e senza scarico.

Con tubo da 90 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H201 90
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001566

CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	39cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	9Kg

SACCA URINA CON VALVOLA TUBO 130

Sacca urina monouso 2000 ml, con valvola anti reflusso, senza scarico.

Con tubo da 130 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H202 130
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001641

CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	33cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	28cm
Peso lordo cartone:	10Kg

SACCA URINA CON VALVOLA TUBO 90

Sacca urina monouso 2000 ml, con valvola anti reflusso, senza scarico.

Con tubo da 90 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H202 90
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001627

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	28cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	9Kg

SACCA URINA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 130

Sacca urina monouso 2000 ml con valvola anti reflusso e scarico Push Pull.

Con tubo da 130 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H203 130 PP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001689

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	39cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	11Kg

SACCA URINA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 130

Sacca urina monouso 2000 ml con valvola anti reflusso e scarico a T.

Con tubo da 130 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H203 130 T
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001689

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	39cm
Altezza cartone	33cm
Peso lordo cartone:	11Kg

SACCA URINA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 90

Sacca urina monouso 2000 ml, con valvola anti reflusso e scarico Push Pull.

Con tubo da 90 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H203 90 PP
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001665

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	28cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	9Kg

SACCA URINA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 90

Sacca urina monouso 2000 ml con valvola anti reflusso e scarico a T.

Con tubo da 90 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H203 90 T
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001665

CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	240
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	30
Cartoni per bancale	32
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	28cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	9Kg

SACCA URINA STERILE CON VALVOLA E RUBINETTO

Sacca urina monouso sterile 2000 ml standard, con valvola anti reflusso e scarico a T.

Con tubo da 90 cm.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	H203 90E
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	A06030399
METODO DI STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Buste per cartone:	100
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	15
Lunghezza cartone	32cm
Larghezza cartone	42cm
Altezza cartone	23cm
Peso lordo cartone:	4Kg



STERILE



8016629001702

SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 10

Sacca urina da gamba monouso 750 ml, con valvola anti reflusso e scarico a T.

Con tubo da 10 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H750 10
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	300
Buste per cartone:	30
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	29cm
Larghezza cartone	50cm
Altezza cartone	39cm
Peso lordo cartone:	7Kg



8016629001740

SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA E RUBINETTO TUBO 35

Sacca urina da gamba monouso 750 ml con valvola anti reflusso e scarico a T.

Con tubo da 35 cm.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	H750 35
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A06030301



8016629001795

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	300
Buste per cartone:	30
Pezzi per busta	10
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	53cm
Altezza cartone	38cm
Peso lordo cartone:	8Kg

LINEA MEDICO SANITARIA






TELO ISOTERMICO

Telo isotermico per stabilizzazione termica del paziente.

Protegge dall'acqua e dal vento.
Multiuso.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	AI EMERCOV
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	V0880



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	100
Confezione per cartone:	1
Pezzi per confezionato singolarmente	100
Cartoni per bancale	60
Lunghezza cartone	30cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	19cm
Peso lordo cartone:	7Kg



FERMAPOLSO ADULTI

Ferma polso adulti

Traspirante, morbido
Senza cuciture, regolabile.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	AI FERMPOLADU
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M030599



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	60
Confezione per cartone:	60
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	75
Lunghezza cartone	25cm
Larghezza cartone	30cm
Altezza cartone	16cm
Peso lordo cartone:	1Kg

FERMAPOLSO ADULTI RINFORZATO

Ferma polso adulti rinforzato

Traspirante, morbido
Senza cuciture, regolabile.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	AI FERMPOLADURI-
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	M030599



CONFEZIONAMENTI	
Pezzi per cartone	60
Confezione per cartone:	60
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	75
Lunghezza cartone	21cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	30cm
Peso lordo cartone:	2Kg

PROTEGGI GOMITO E TALLONE

Proteggi gomito e tallone anatomico

Traspirante, morbido
Senza cuciture, con chiusura regolabile.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	AI PROTGO TA
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	V0801



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	36
Confezione per cartone:	36
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	72
Lunghezza cartone	23cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	21cm
Peso lordo cartone:	1Kg

SCRUB DRY

Scrub dry. Kit completo pulizia e disinfezione mani a secco.

Non contiene soluzioni saponose e/o antisettiche.

Presidio Medico chirurgico Reg. Min. Salute n° 19575



CODICE:	CS- 270-D
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	270
Scatole per cartone:	9
Pezzi per scatola	30
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	39cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	52cm
Peso lordo cartone:	6Kg

SCRUB CLOREXIDINA

Scrub con clorexidina. Kit completo pulizia e disinfezione mani.

Soluzione antisettica a base di clorexidina gluconato.
Composizione per 100 gr. di soluzione: gluconato di clorexidina (20%) 4 gr. (puro 0,8 gr.); acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 gr.

Presidio Medico chirurgico Reg. Min. Salute n° 19575



CODICE: CS- 270-C



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	270
Scatole per cartone:	9
Pezzi per scatola	30
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	41cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	52cm
Peso lordo cartone:	12Kg

SCRUB PVP-IODIO

Scrub con PVP-iodio. Kit completo pulizia e disinfezione mani.

Soluzione antisettica a base di povidone iodio.
Composizione per 100 gr. soluzione : povidone iodio 7,5 gr.; acqua deionizzata e coformulati q.a. a 100 gr.

Presidio Medico chirurgico Reg. Min. Salute n° 19575



CODICE: CS- 270-P



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	270
Scatole per cartone:	9
Pezzi per scatola	30
Cartoni per bancale	24
Lunghezza cartone	41cm
Larghezza cartone	40cm
Altezza cartone	52cm
Peso lordo cartone:	12Kg

SPATOLE MONOUSO

Spatole monouso non sterili in legno di betulla sagomato.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	AYRE 5000
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A12



8016629001436

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	5000
Scatole per cartone:	25
Pezzi per scatola	200
Cartoni per bancale	45
Lunghezza cartone	45cm
Larghezza cartone	20cm
Altezza cartone	31cm
Peso lordo cartone:	9Kg

SPATOLE MONOUSO STERILI

Spatole monouso sterili in legno di betulla sagomato

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	AYRST5000
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	V9014
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629001429

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	5000
Scatole per cartone:	25
Pezzi per scatola	200
Cartoni per bancale	15
Lunghezza cartone	63cm
Larghezza cartone	23cm
Altezza cartone	43cm
Peso lordo cartone:	14Kg

ABBASSALINGUA MONOUSO

Abbassalingua monouso non sterile in legno di betulla

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	WOTN NST 5000
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	V9001



8016629001115

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	5000
Scatole per cartone:	50
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	35
Lunghezza cartone	44cm
Larghezza cartone	32cm
Altezza cartone	20cm
Peso lordo cartone:	14Kg

ABBASSALINGUA MONOUSO STERILE

Abbassalingua monouso sterile in legno di betulla

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	WOTST2000
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	V9001
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629003119

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Scatole per cartone:	20
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	48
Lunghezza cartone	49cm
Larghezza cartone	19cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	6Kg

CYTOBRUSH

Spazzolini monouso per prelievo non sterile citologico endocervicale

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	CYT NST
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	U089002



8016629007773

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	2000
Scatole per cartone:	20
Pezzi per scatola	100
Cartoni per bancale	60
Lunghezza cartone	16cm
Larghezza cartone	46cm
Altezza cartone	21cm
Peso lordo cartone:	3Kg

CYTOBRUSH STERILE

Spazzolini monouso per prelievo sterile citologico endocervicale.

Dispositivo Medico di classe Is ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	CYTST
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	U089002
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629008886

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	1000
Scatole per cartone:	4
Pezzi per scatola	250
Cartoni per bancale	55
Lunghezza cartone	28cm
Larghezza cartone	31cm
Altezza cartone	25cm
Peso lordo cartone:	3Kg

TAMPONCINI COTONATI MONOUSO

Tamponcini cotonati monouso non sterili con supporto di legno.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	BUD NST 150
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	A1101



8016629002228

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	10000
Scatole per cartone:	5
Pezzi per scatola	2000
Cartoni per bancale	54
Lunghezza cartone	71cm
Larghezza cartone	19cm
Altezza cartone	17cm
Peso lordo cartone:	6Kg

TAMPONCINI COTONATI MONOUSO STERILI

Tamponcini cotonati monouso sterili con supporto di legno.

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CODICE:	BUDST150
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	Is
CODICE CND EMDN:	V901301
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)



8016629003331

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	5000
Scatole per cartone:	10
Pezzi per scatola	500
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	55cm
Larghezza cartone	37cm
Altezza cartone	21cm
Peso lordo cartone:	6Kg

DEFLUSSORE MONOUSO

Deflussore monouso a una via, con presa d'aria, senza ago.

Soluzioni endovenose con alimentazione per gravità. Attacco Luer Lock, senza ago, tubo 150 cm. Atossico, apirogeno, latex free.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007.



CODICE:	ISV LL 150
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	A03010301
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	25
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	58cm
Larghezza cartone	38cm
Altezza cartone	38cm
Peso lordo cartone:	12Kg



STERILE



8016629002082

DEFLUSSORE MONOUSO A Y

Deflussore monouso a due vie con punto iniezione Y, con presa d'aria, senza ago.

Soluzioni endovenose con alimentazione per gravità. Attacco Luer Lock, senza ago, tubo 150 cm. Atossico, apirogeno, latex free.

Dispositivo Medico di classe IIa ai sensi del D.Lgs. n. 46/97
Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007.



CODICE:	ISV LLY 150
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	IIa
CODICE CND EMDN:	A03010301
METODO STERILIZZAZIONE:	ETO (ossido di etilene)

CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	500
Buste per cartone:	20
Pezzi per busta	25
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	58cm
Larghezza cartone	38cm
Altezza cartone	38cm
Peso lordo cartone:	12Kg



STERILE



8016629002433

SPECULUM BLOCCO CENTRALE

Speculum vaginale a blocco centrale, sterile in PS.

Biocompatibile, ergonomico
Per esami e procedure ospedaliere e ambulatoriali

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Confezione per cartone:	100
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	22
Lunghezza cartone	52cm
Larghezza cartone	35cm
Altezza cartone	29cm
Peso lordo cartone:	4Kg



STERILE/EO

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura
SPEC CENT6S	S	SPEC CENT7M	M	SPEC CENT8L	L
8016629009173		8016629009180		8016629009197	

SPECULUM VITE LATERALE

Speculum vaginale a vite laterale, sterile in PS.

Biocompatibile, ergonomico .
Per esami e procedure ospedaliere e ambulatoriali

Dispositivo Medico di classe I sterile ai sensi del D.LGS.37/2010
in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	100
Confezione per cartone:	100
Pezzi per confezionato singolarmente	1
Cartoni per bancale	20
Lunghezza cartone	56cm
Larghezza cartone	38cm
Altezza cartone	27cm
Peso lordo cartone:	5Kg



STERILE/EO

MISURE DISPONIBILI

Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura
SPEC SIDE6S	S	SPEC SIDE7M	M	SPEC SIDE8L	L
8016629009203		8016629009210		8016629009227	

TAPPETO DECONTAMINANTE 45 115

Tappetino ad azione decontaminante con pellicola multistrato.

La base adesiva con azione antiscivolo migliora stabilità e sicurezza. 30 strati di pellicola facilmente removibili dopo il singolo utilizzo garantiscono una superficie sempre perfettamente pulita.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	TAP DEC 45 115
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030599



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	8
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	50
Lunghezza cartone	115cm
Larghezza cartone	47cm
Altezza cartone	2cm
Peso lordo cartone:	6Kg

TAPPETO DECONTAMINANTE 60 115

Tappetino ad azione decontaminante con pellicola multistrato.

La base adesiva con azione antiscivolo migliora stabilità e sicurezza. 30 strati di pellicola facilmente removibili dopo il singolo utilizzo garantiscono una superficie sempre perfettamente pulita.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	TAP DEC 60 115
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030599



CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	8
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	40
Lunghezza cartone	117cm
Larghezza cartone	67cm
Altezza cartone	2cm
Peso lordo cartone:	8Kg

TAPPETO DECONTAMINANTE CON ANTIBATTERICO 45 115

Tappetino antibatterico ad azione decontaminante con pellicola multistrato.

La base adesiva con azione antiscivolo migliora stabilità e sicurezza. 30 strati di pellicola facilmente removibili dopo il singolo utilizzo garantiscono una superficie sempre perfettamente pulita.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	TAP DEC AB 45 115
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030599



CONFEZIONAMENTI


Pezzi per cartone	8
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	50
Lunghezza cartone	115cm
Larghezza cartone	47cm
Altezza cartone	2cm
Peso lordo cartone:	6Kg

TAPPETO DECONTAMINANTE CON ANTIBATTERICO 60 115

Tappetino antibatterico ad azione decontaminante con pellicola multistrato.

La base adesiva con azione antiscivolo migliora stabilità e sicurezza. 30 strati di pellicola facilmente removibili dopo il singolo utilizzo garantiscono una superficie sempre perfettamente pulita.

Dispositivo Medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.



CODICE:	TAP DEC AB 60 115
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO:	I
CODICE CND EMDN:	T030599



CONFEZIONAMENTI

Pezzi per cartone	8
Buste per cartone:	8
Pezzi per busta	1
Cartoni per bancale	40
Lunghezza cartone	117cm
Larghezza cartone	67cm
Altezza cartone	2cm
Peso lordo cartone:	8Kg

Informazioni di contatto

Venture Medical Srls Unipersonale
Via del giglio 81 Potenza
85100 (PZ) Italia
P.Iva 02184490767
venturemedical@pec.it

segreteria@venturemedical.it
commerciali@venturemedical.it
(+39) 351 418 0887

